

Extract of Medi-Tek

<http://medi-tek.be/spip.php?article275>

# Doppler portable foetal/vasculaire Standard

- Catalogue (magasin en ligne de l'équipement médical) - DIAGNOSTIC - Outils de diagnostic - Dopplers -



Publication date: vendredi 12 juin 2020

## **Description:**

Doppler portable foetal ou/et vasculaire Standard est un appareil simple d'utilisation et économique. Son écran LCD rétro-éclairé permet une visualisation facile du rythme cardiaque mesuré. Il possède 3 modes de fonctionnement et mesure le rythme cardiaque du Fœtus au delà de 12 semaines. En remplaçant la sonde foetale (2 MHz) par une sonde vasculaire (4 ou 8 MHz), l'appareil se transforme en Doppler vasculaire.

---

**Copyright © Medi-Tek - Tous droits réservés**

---



- **Description :**

- Doppler foetal ou/et vasculaire Standard est un appareil portable simple d'utilisation et économique. Son écran LCD rétro-éclairé permet une visualisation facile du rythme cardiaque mesuré. Il possède 3 modes de fonctionnement et mesure le rythme cardiaque du Fœtus au delà de 12 semaines. En remplaçant la sonde foetale (2 MHz) par une sonde vasculaire (4 ou 8 MHz), l'appareil se transforme en Doppler vasculaire.

- **Utilisation :**

- Foetale ( au delà de 12 semaines).
- Vasculaire (avec une sonde de 4 ou 8 MHz en option).

- **Caractéristiques :**

- Doppler foetal avec sonde 2 MHz interchangeable(Sondes vasculaires 4 MHz et 8 MHz en option).
- Type d'affichage : écran LCD 43 x 22 mm rétro-éclairé.
- Haut parleur intégré.
- 3 modes de fonctionnement.
- Simple d'utilisation.
- Consommation électrique : inférieure ou égale à 50mA.
- Perte de puissance : inférieure ou égale à 0,8W.
- Pression atmosphérique : 70kPa -106kPa.
- Plage de mesure du rythme cardiaque : 50 à 210bpm +/- 3bpm.
- Fréquence de la sonde nominale : 2.0 MHz avec +/-10%.
- Matières en ABS sans plomb.
- Conditions d'utilisation : T° de +5 à 40° C avec une humidité ambiante de Max. 80%.
- Normes de sécurité : IEC 60601-1 :1998/ A1 :1991 /A2/199.
- Dimensions L x l x h : 135 x 95 x 35 mm.
- Couleur : blanc.
- Pochette de transport fournie.
- Poids net : 190 g.

- **Précaution D'emploi :**

- L'environnement d'utilisation doit être propre, calme et ne doit pas contenir de matériaux corrosifs ou inflammables. Si l'appareil est éclaboussé ou contaminé par un quelconque liquide, veuillez cesser immédiatement son utilisation. L'environnement ne doit pas être perturbé par des sources électromagnétiques ou des émetteur/récepteurs ou téléphones mobiles. Voir manuel d'utilisation. Utilisez la sonde adéquate pour les examens recherchés.

## Doppler portable foetal/vasculaire Standard

---

- **Contenu de l'emballage :**

- Doppler foetal et vasculaire Standard.
- Sonde adaptée CD2.0, 2 MHz interchangeable.
- 2 piles 1,5V alcaline AA (LR6).
- Pochette de transport.
- Manuel d'utilisation.

- **Prix :**

- Doppler foetal Standard avec sonde 2 MHz interchangeable (**Réf : DOP1100**) : 179,00 **149,00 Euros** TVAC.
- Sonde 4 (**Réf : DOP1200**)ou 8 MHz (**Réf : DOP1300**) : **79,25 Euros** TVAC.

